

EN 2Tone™ Disclosing Solution

Intended Use: To enhance visualization of the presence of plaque on tooth surfaces.

Indications for Use: For general population of dental patients (Children, at least 5 years old with adult supervision).


Contraindications: Not intended to diagnose or treat any condition. For use as an educational aid only. For professional use only.

Report any serious incident related to device use to Young Dental and the respective Member State competent authority. Dispose according to dental facility and municipal guidelines.

2Tone is a trademark of Young Dental.

Directions:


1. Paint on teeth with cotton applicator or place 3-4 drops under tongue and wipe teeth with tongue.
2. Rinse mouth to remove excess solution.
3. Stains old plaque blue. Stains new plaque red.
4. Brush teeth and floss thoroughly to remove all stain.
5. Replace cap tightly after use.

 Keep out of the reach of children. Do not swallow.

 Do not use beyond Expiration Date printed on label.

Contains: FD & C Blue #1, D & C Red #28



 Manufactured by:
Young Dental Manufacturing Co.
13705 Shoreline Court East
Earth City, MO 63045 USA
800-325-1881
www.younginnovations.com



Young Microbrush Ireland, Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



UK Responsible Person
Astek Innovations Ltd
95 Atlantic Street, Altrincham
WA14 5DH United Kingdom
Tel: +44 (0)161 942 3900



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Made in the USA 

Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Consult instructions for use		Medical Device		Importer
	Manufacturer		Use by		Authorized representative for Switzerland
	UK Conformity Assessment mark		Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist		Authorized representative in the European Community
	Non Sterile		Caution		CE marking Conformity
	Batch or Lot code		Product reorder number		Unique Device Identification
	Made in the USA				

FR *Solution révélatrice 2Tone™*

Utilisation prévue: améliorer la visualisation de la plaque dentaire présente sur les dents.

Indications d'utilisation: pour l'ensemble des patients des cabinets dentaires en général (enfants âgés d'au moins 5 ans sous la surveillance d'un adulte).

Contre-indications: N'est pas destiné à diagnostiquer ou à soigner les problèmes dentaires. Réservé à un usage de support pédagogique uniquement.

Réservé à un usage professionnel.

Signaler tout incident grave lié à l'utilisation de ce dispositif à Young Dental et à l'autorité compétente de l'État membre.

Ce dispositif médical doit être éliminé conformément aux directives municipales et des cabinets dentaires.

2Tone est une marque déposée de Young Dental.

Mode d'emploi:

1. Badigeonner les dents avec l'applicateur à embout en coton ou placer 3 à 4 gouttes sous la langue et répartir le colorant sur les dents à l'aide de la langue.
2. Rincer la bouche pour retirer l'excès de solution.
3. La plaque dentaire la plus ancienne apparaît en bleu. La plaque dentaire la plus récente apparaît en rouge.
4. Bien se brosser les dents et rincer pour enlever tout le colorant.
5. Bien refermer le bouchon après utilisation.



Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.



Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation indiquée sur l'étiquette.

Contient: Bleu FD & C #1,
rouge D & C #28



 Fabriqué par:
Young Dental Manufacturing Co.
13705 Shoreline Court East
Earth City, MO 63045 USA
800-325-1881
www.younginnovations.com



Young Microbrush Ireland, Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



Personne responsable au Royaume-Uni
Astek Innovations Ltd
95 Atlantic Street, Altrincham
WA14 5DH United Kingdom
Tel: +44 (0)161 942 3900



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Fabriqué aux États-Unis



Symbole	Description	Symbole	Définition	Symbole	Définition
	Lire les instructions d'utilisation		Dispositif médical		Importateur
	Fabricant		Date limite d'utilisation		Représentant autorisé en Suisse
	Marquage d'évaluation de la conformité au Royaume-Uni		Attention : la loi fédérale américaine réserve la vente de cet appareil aux dentistes ou sur l'ordre d'un dentiste		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Non stérile		Avertissement		Marquage CE Conformité
	Numéro de lot		Numéro de référence du produit		Identifiant unique de dispositif
	Pays d'origine				

IT Soluzione rivelatrice 2Tone™

Usò previsto: per accentuare la visualizzazione della presenza di placca sulle superfici dei denti.

Istruzioni per l'uso: per pazienti odontoiatrici generici (per i bambini di età inferiore a 5 anni è necessaria la supervisione di un adulto).

Controindicazioni: Non destinate alla diagnosi o al trattamento di alcuna patologia. Da usare solo a scopo educativo.

Solo per uso professionale. .

Segnalare eventuali incidenti di particolare gravità correlati al dispositivo a Young Dental e all'autorità competente del proprio Stato di residenza.


Smaltire nel rispetto delle linee guida dello studio dentistico e comunali.

2Tone è un marchio commerciale di Young Dental.

Indicazioni:

1. Stendere sui denti con l'apposito applicatore di cotone oppure mettere 3-4 gocce sotto la lingua e passarla sui denti.
2. Sciacquare la bocca per rimuovere la soluzione in eccesso.
3. La placca vecchia si macchia in blu. La placca nuova si macchia in rosso.
4. Lavare i denti e usate il filo interdentale accuratamente per rimuovere tutte le macchie.
5. Richiudere bene il tappo dopo l'uso.

 Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.

 Non utilizzare dopo la data di scadenza stampata sull'etichetta.

Contenuto: FD&C Blue #1,
D&C Red #28

 Prodotto da:
Young Dental Manufacturing Co.
13705 Shoreline Court East
Earth City, MO 63045 USA
800-325-1881
www.younginnovations.com

Prodotto negli Stati Uniti 



















Young Microbrush Ireland, Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



Persona responsabile per il Regno Unito
Astek Innovations Ltd
95 Atlantic Street, Altrincham
WA14 5DH United Kingdom
Tel: +44 (0)161 942 3900



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Simbolo	Definizione	Simbolo	Definizione	Simbolo	Definizione
	Consultare le istruzioni per l'uso		Dispositivo medico		Importatore
	Produttore		Data di scadenza		Rappresentante autorizzato per la Svizzera
	Marchio di valutazione della Conformità del Regno Unito		Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione di un dentista		Rappresentante autorizzato per la Comunità Europea
	Non sterile		Attenzione		Marchatura CE Conformità
	Codice del lotto		Codice di riferimento del prodotto		Identificativo unico del dispositivo
	Paese di origine				

(ES) Solución reveladora 2Tone™

Uso previsto: Mejorar la visualización de la presencia de placa en la superficie de los dientes.

Indicaciones de Uso: para la población general de pacientes dentales (niños de por lo menos 5 años de edad, con supervisión de un adulto).

Contraindicaciones: No destinadas al diagnóstico o el tratamiento de ningún padecimiento. Para uso como auxiliar educativo exclusivamente.

Sólo para uso profesional.


Informe cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo a Young Dental y a la autoridad competente del respectivo Estado Miembro.


Desechar de acuerdo con los lineamientos municipales y del centro dental.

2Tone es marca registrada de Young Dental.

Instrucciones:

1. Aplique en los dientes con un aplicador de algodón o ponga 3-4 gotas bajo la lengua y pase la lengua sobre los dientes.
2. Enjuáguese la boca para eliminar el exceso de solución.
3. Tiñe la placa vieja de color azul. Tiñe la placa nueva de color rojo.
4. Cepílese los dientes y use hilo dental minuciosamente para eliminar todas las manchas.
5. Coloque la tapa y apriétela fuerte después de cada uso.

 Mantener el producto fuera del alcance de los niños. No ingerir.

 No usar después de la Fecha de Caducidad impresa en la etiqueta.


Contiene: Azul FD & C #1, Rojo
D & C #28



**Rx
ONLY**



**UK
CA**

 Fabricado por:
Young Dental Manufacturing Co.
13705 Shoreline Court East
Earth City, MO 63045 USA
800-325-1881
www.younginnovations.com

EC REP

Young Microbrush Ireland, Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland










Persona responsable en el Reino Unido
Astek Innovations Ltd
95 Atlantic Street, Altrincham
WA14 5DH United Kingdom
Tel: +44 (0)161 942 3900

CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Fabricado en EE. UU. 

Símbolo	Definición	Símbolo	Definición	Símbolo	Definición
	Consulte las Instrucciones de Uso	MD	Dispositivo médico		Importador
	Fabricante		Usar antes de	CH REP	Representante autorizado para Suiza
UK CA	Marca de Evaluación de Cumplimiento del Reino Unido	Rx ONLY	Precaución: la ley federal restringe la venta de este dispositivo solo a dentistas o por orden de estos	EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	No estéril		Precaución	CE	Marcado CE Conformidad
LOT	Código de lote	REF	Número de referencia del producto	UDI	Identificador Único de Dispositivo
	País de origen				


2Tone™ Anfärbelösung

Verwendungszweck: Mejorar la visualización de la presencia de placa en la superficie de los dientes.

Anwendungsgebiete: Für die allgemeine Zahnpatientengruppe (Kinder ab 5 Jahren, nur unter Aufsicht von Erwachsenen).

Gegenanzeigen: Nicht zur Diagnose oder Behandlung einer Krankheit bestimmt. Nur zur Verwendung als pädagogisches Hilfsmittel.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Melden Sie alle schwerwiegenden Zwischenfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts an Young Dental und die zuständige Behörde des jeweiligen Landes.

Entsorgen Sie gemäß den Richtlinien der Zahnarztpraxis und der kommunalen Vorschriften.

2Tone ist eine eingetragene Marke von Young Dental.

Gebrauchsanweisung:


1. Mit einem Wattestäbchen auf die Zähne auftragen oder 3–4 Tropfen unter die Zunge geben und die Zähne mit der Zunge bestreichen.
2. Den Mund ausspülen, um überschüssige Lösung zu entfernen.
3. Färbt alte Plaque blau. Färbt neue Plaque rot.
4. Zähne gründlich putzen und sorgfältig Zahnseide verwenden, um alle Verfärbungen zu entfernen.
5. Deckel nach Gebrauch fest verschließen

 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht schlucken.

 Nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum nicht verwenden.

Enthält: FD&C Blue Nr. 1, D&C Red Nr. 28



 Hergestellt von:
Young Dental Manufacturing Co.
13705 Shoreline Court East
Earth City, MO 63045 USA
800-325-1881
www.younginnovations.com



Young Microbrush Ireland, Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



















Verantwortliche Person für Großbritannien
Astek Innovations Ltd
95 Atlantic Street, Altrincham
WA14 5DH United Kingdom
Tel: +44 (0)161 942 3900



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

Hergestellt in den USA 

Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Gebrauchsanweisung beachten		Medizinisches Gerät		Importeur
	Hersteller		Verwendbar bis		Autorisierter Vertreter für die Schweiz
	UK-Konformitätskennzeichen		Hinweis: Das Bundesgesetz schränkt den Verkauf dieses Geräts durch oder auf Bestellung eines Zahnarztes ein		Autorisierter Vertreter in der EG
	Nicht steril		Hinweis		CE-Kennzeichnung Konformität
	Waren- oder Chargennummer		Produktreferenznummer		Eindeutige Gerät-ID
	Herkunftsland				