

EN Quik-Tip™ Installation

Intended for use by dental professionals only. For maximum performance, apply a lubricant (petroleum jelly or silicone) onto the Quik-Tip threads and securely tighten the tip into the handle with a properly sized wrench — available from American Eagle Instruments.

Step 1: Apply lubricant to threads.

Step 2: Screw-in tip until it stops turning.

Step 3: Tighten 1/8th of a turn with wrench.

For special care instructions visit our website at www.younginnovations.com or call (800) 325-1881.

Report any serious injury in relation to this device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the incident occurred.

ES Instalación de Quik-Tip™

Para el uso odontológico únicamente. Para obtener el máximo rendimiento, aplique un lubricante (vaselina o silicona) en las roscas de Quik-Tip y apriete firmemente la punta en el mango con una llave de tuerca del tamaño apropiado, disponible en American Eagle Instruments.

Paso 1: aplique lubricante en las roscas.

Paso 2: atornille la punta hasta que deje de girar.

Paso 3: apriete 1/8 de vuelta con la llave de tuerca.

Para consultar instrucciones más detalladas, visite nuestra página web www.younginnovations.com o llame al (800) 325-1881.

Comunique cualquier lesión grave con relación a este dispositivo al fabricante y a la autoridad competente en el Estado miembro en el que haya tenido lugar el incidente.

DE Quik-Tip™ Montage

Nur zum zahnärztlichen Gebrauch geeignet. Tragen Sie für eine maximale Leistung ein Schmiermittel (Vaseline oder Silikon) auf das Gewinde des Quik-Tip auf und schrauben Sie den Quik-Tip mit einem Schraubenschlüssel von geeigneter Größe in den Griff ein — erhältlich bei American Eagle Instruments.

Schritt 1: Schmiermittel auf das Gewinde auftragen.

Schritt 2: Den Quik-Tip einschrauben bis er sich nicht mehr drehen lässt.

Schritt 3: Mit dem Schraubenschlüssel eine 1/8 Drehung anziehen.

Für besondere Pflegeanweisungen besuchen Sie unsere Webseite auf www.younginnovations.com oder rufen Sie (800) 325-1881 an.

Melden Sie jede ernste Verletzung im Zusammenhang mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem sich der Vorfall ereignet hat.

FR Installation Quik-Tip™

Pour l'usage odontologique uniquement. Pour des performances optimales, appliquez un lubrifiant (vaseline ou silicone) sur les filetages Quik-Tip et serrez fermement la pointe dans la poignée à l'aide d'une clé de taille appropriée — disponible auprès d'American Eagle Instruments.

Étape 1 : appliquez du lubrifiant sur les filetages.

Étape 2 : vissez la pointe jusqu'à ce qu'elle cesse de tourner.

Étape 3 : serrez d'un huitième de tour avec une clé.

Pour des instructions d'entretien spéciales, visitez notre site web à l'adresse www.younginnovations.com ou appelez le (800) 325-1881.

Signalez toute blessure grave liée à ce dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit.

IT Quik-Tip™ Installazione

Solo per uso professionale odontoiatrico. Per ottenere prestazioni ottimali, applicare un lubrificante (vaselina o silicone) sulle filettature del Quik-Tip e avvitare saldamente il puntale sull'impugnatura con una chiave di dimensioni adatte - disponibile presso American Eagle Instruments.

Passaggio 1: applicare il lubrificante sulle filettature.

Passaggio 2: avvitare il puntale fino a completa avvitatura.

Passaggio 3: avvitare di 1/8 di giro con una chiave.

Per istruzioni sulla manutenzione specifica, visitate il nostro sito web all'indirizzo

www.younginnovations.com o chiamare il numero (800) 325-1881.

Segnalare qualsiasi lesione grave in relazione al presente dispositivo al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente.





SCAN HERE

For professional use only. Not available to the general public.
 Réserve à un usage professionnel. Non disponible pour le grand public.
 See IFU for inspection, cleaning, and sterilizing instructions
 by going to yng.in/k/aei-ftu

QUIK-TIP™



CH	REP
----	-----

MDSS CH GmbH
 Laurenzenvorstadt 61
 5000 Aarau
 Switzerland



UK Responsible Person
 Astek Innovations Ltd
 95 Atlantic Street, Altrincham
 WA14 5DH United Kingdom
 Tel: +44 (0)161 942 39003900



**CONSULT INSTRUCTIONS
 FOR USE**



NON-STERILE



MEDICAL DEVICE

EC	REP
----	-----

Young Microbrush Ireland Ltd
 Clogherane, Dunganran
 Co. Waterford, X35 VE02 Ireland



MADE IN USA

(800) 325-1881 • Fax (406) 549-7452 • www.younginnovations.com

American Eagle
 INSTRUMENTS



American Eagle
 INSTRUMENTS®

QUANTITY 1 • CANTIDAD 1 • MENGE 1 • QUANTITÀ 1 • QUANTITÀ 1

6575 Butler Creek Road, Missoula, MT 59808